

SenSura[®] Mio Kids

Para que los niños puedan moverse como niños

SenSura[®] Mio Kids

SenSura[®] Mio Kids desarrollada con BodyFit[®] Technology para ajustarse al contorno pequeño y redondeado del abdomen de los niños.



El primer dispositivo de SenSura® Mio diseñado especialmente para niños

SenSura® Mio Kids presenta el mismo adhesivo de mayor elasticidad que SenSura® Mio para adultos, que le permite adaptarse a los movimientos de cada cuerpo. Está disponible en soluciones de 1 y 2 piezas.

Características adicionales amigables para niños




Adhesivo de mayor elasticidad con forma de estrella

El adhesivo es amigable con la piel y con forma de estrella. Sus pétalos especialmente diseñados para abrazarse a la forma redondeada y pequeña del abdomen de los niños, brindan a su vez mayor flexibilidad en términos de ubicación en el abdomen.



Zonas de ajuste

Zonas especiales de ajuste en los bordes y centro del dispositivo que incrementan su flexibilidad alrededor del ostoma, para un óptimo rango de movimiento.



Único prefiltro circular

Esta característica diseñada especialmente, probó prevenir las obstrucciones. También reduce el inflado de la bolsa en un 61%¹



Material textil discreto

SenSura® Mio Kids presenta un material textil de color gris neutro, repelente al agua y cómodo, para una apariencia discreta y no-médica.

SenSura® Mio Kids

Código	Descripción
18711	SenSura® Mio Kids 1 pieza Abierta Transparente 0-35 mm.
18712	SenSura® Mio Kids 1 pieza Uro Transparente 10 a 35 mm.
18725	SenSura® Mio Kids 2 piezas Abierta Transparente 35 mm.
18747	Disco SenSura® Mio Kids Flex 0-35 mm



1. Coloplast, Clinical Study, 2010, 61% for ileostomists, 53% for colostomists