


SenSura[®] Mio Baby

Menos molestias

SenSura[®] Mio Baby

SenSura[®] Mio Baby
diseñado especialmente
para prematuros e
infantes.



Ajuste seguro
y amigable
con la piel de
prematuros y
neonatales

El primer dispositivo de SenSura® Mio diseñado especialmente para bebés prematuros e infantes



SenSura® Mio Baby es un dispositivo de dos piezas. Presenta un adhesivo que balancea el PH de la piel y una bolsa de ostomía estéril. Crucialmente, provee un ajuste seguro al cuerpo y es amigable con la piel.

SenSura Mio Baby está diseñado para facilitar su práctica diaria y:

- Reducir el tiempo invertido en el manejo del paciente
- Minimizar la molestia para el bebé
- Facilitar la solución individual

SenSura® Mio Baby

Código	Descripción
18700	SenSura® Mio Baby 2 piezas Bolsa drenable
18705	SenSura® Mio Baby Disco adhesivo
12014	Brava® Removedor de Adhesivo Baby

Características adicionales amigables para infantes




Adhesivo amigable con la piel

SenSura® Mio Baby está diseñada para cubrir múltiples ostomas. También mantiene el balance del pH y absorbe la humedad para mantener la piel sana.




Válvula de drenaje suave, fácil de usar

La válvula de drenaje es compatible con jeringas enterales para facilitar el vaciado. Su material suave es amigable con la piel del bebé.



Acople suave

El sistema incluye un acople suave para que la bolsa pueda ser adherida al disco ejerciendo poca presión sobre el abdomen.



Ventana de realimentación

Una ventana dedicada a facilitar el acceso al ostoma y el vaciado de los gases del dispositivo.



Material transparente

Permite visibilidad del ostoma sin remover el dispositivo y provocar molestias al bebé.



Asesoramiento Gratuito
0800 777 7008

[/ColoplastAR](#) [Coloplast.ar](#)



www.coloplast.com.ar